

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОФИСАХ, ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ У НЕСКОЛЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЕ

1

1. ПОМЕСТИТЕ ЛИНЗУ
В 3% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ
ВОДОРОДА (H₂O₂)
БЕЗ НЕЙТРАЛИЗАТОРА.

2

2. ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ
ЛИНЗУ 3+ ЧАСА.

3

3. СПЛОСНИТЕ ЛИНЗУ
МНОГОЦЕЛЕВЫМ РАСТВОРОМ
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.
ВЫСУШИТЕ ЛИНЗУ.
ХРАНИТЕ ЛИНЗУ СУХОЙ.

- Многоцелевые растворы могут применяться для споласкивания линз.

- ISO рекомендует повторять процесс дезинфекции гибридных и мягких контактных линз каждые 28 дней если линза была открыта и повторно не использовалась (поэтому не была ре-дезинфицирована) в течение этого времени.

Эти методы дезинфекции линз были одобрены Американской Академией Оптометрии, секциями роговицы, контактные линзы и рефракционные технологии и секциями контактных линз и роговицы, Американской Ассоциации Оптометрии. Используются стандарты, рекомендованные Международной Организацией Стандартизации (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO); ISO 19979:2018(E)).

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНФОГРАФИКИ ANGELICA POLIZZI, 2020.

ГИБРИДНЫЕ И МЯГКИЕ

1

1. ПОМЕСТИТЕ ЛИНЗУ
В 3% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ
ВОДОРОДА (H₂O₂) БЕЗ
НЕЙТРАЛИЗАТОРА НА 3+ ЧАСА.

2

2. ПОМЕСТИТЕ ЛИНЗУ В 3% РАСТВОР
ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА (H₂O₂) С
НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ.
ДОБАВЬТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕЙТРАЛИЗАТОР
(ТАБЛЕТКУ ИЛИ ДИСК).

3

3. ОБРАБАТЫВАЙТЕ ЛИНЗУ В
НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕМ РАСТВОРЕ 6+
ЧАСОВ, ИЛИ СОГЛАСНО
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4

4. СПЛОСНИТЕ ЛИНЗУ
МНОГОЦЕЛЕВЫМ РАСТВОРОМ ДЛЯ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ. ХРАНИТЕ
ЛИНЗЫ В ДЕЗИНФИЦИРОВАННОМ
КОНТЕЙНЕРЕ, ЗАПОЛНЕННОМ
МНОГОЦЕЛЕВЫМ РАСТВОРОМ ДЛЯ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.